

# ActiveBeautySystem

Für Ihren glatten Erfolg

## Innovative apparative Kosmetik

IPL

Radiofrequenz

Stosswelle

Ultraschall

Anti-Aging

Wirkstoffkosmetik



**ActiveBeautySystem**

Von DermaTherm

Grasmückenweg 1

53123 Bonn

Tel.: 0228 24000321

E-Mail: [info@activebeauty.de](mailto:info@activebeauty.de)


[www.activebeauty.de](http://www.activebeauty.de)

# IPL-Geräte von Active Optical Systems

## Der robuste, weltweite Klassiker

Bewährte Technik mit GEM-Technologie seit über 10 Jahren:


- Haarentfernung
- Hautverjüngung
- Couperose
- Akne
- Pigmentstörungen



- 4 Jahre Garantie auf alle IPL-Geräte
- Klinisch geprüft mit FDA 510 (k) und med. CE Zulassung
- Günstigstes klinisch geprüftes IPL-Gerät mit FDA 510 (k)
- Einfachste Handhabung
- Erfolge schon bei niedrigen Energien durch GEM-Technologie
- Günstigste laufende Kosten durch langlebige, stabile Technik
- Lampenwechsel erst nach 200.000 Impulsen (bzw. 300.000)
- Weltweiter IPL-Marktführer mit über 10.000 verkauften Geräten

# IPL-Geräte von Active Optical Systems

GEM-PL Technologie - Hohe Wirksamkeit auch bei niedrigen Energien




Bei der GEM-PL Methode entsteht die größte Lichtdichte nicht oberflächlich, sondern an der Haarwurzel. Dies wird mit einer speziellen Lichtfokussierung bewirkt. Dadurch wird die Energie effektiver abgegeben und obere Hautschichten geschont. Im Vergleich zu herkömmlichen IPL-Geräten werden bereits bei niedrigen Energien hervorragende, klinisch belegte Erfolge erzielt.

## Wirkung GEM-PL

Vorher

Nacher



# IPL-Geräte von Active Optical Systems Sichtbare Erfolge

## Enthaarung



## Pigmente



## Akne




## Couperose



## Hautverjüngung



## Kollagenfasern vor und nach Hautverjüngung



# IPL-Geräte von Active Optical Systems

## Crystal-512 Classic    Record-618 Classic

Lampenlebensdauer: 200.000 Impulse min.  
Wellenlänge: 420-1100 nm  
Behandlungsfläche: 7,5 cm<sup>2</sup> (15x50 mm)  
Energiedichte: 11 - 22 Joule/cm<sup>2</sup>  
Max. Leistungsdichte: 4.000 Watt/cm<sup>2</sup>  
Universelles Breitbandhandstück  
Großes LCD Display  
Automatische Impulsdauereinstellung von 3 - 10 ms  
je nach Behandlungsart (Haarentfernung, Akne,  
Vaskulär, Pigmente, Hautverjüngung)  
Gewicht: 20 kg (Record Rollwagen optional + 18Kg)  
Größe: 42 cm x 52 cm x 26 cm (LxBxH)



## Optima-518 Classic

Lampenlebensdauer: 200.000 Impulse min.  
Wellenlänge: 420-1100 nm  
Behandlungsfläche: 7,5 cm<sup>2</sup> (15x50 mm)  
Energiedichte: 11 - 30 Joule/cm<sup>2</sup>  
Max. Leistungsdichte: 4.000 Watt/cm<sup>2</sup>  
Universelles Breitbandhandstück  
Großes LCD Display  
Automatische Impulsdauereinstellung von 3 - 10 ms  
je nach Behandlungsart (Haarentfernung, Akne,  
Vaskulär, Pigmente, Hautverjüngung)  
Impulsfolge: Zwischen 0,5 sec und 2 sec wählbar  
Gewicht: 22 kg (Rollwagen optional + 18Kg)  
Größe: 44 cm x 45 cm x 100 cm (LxBxH)



**4 Jahre Garantie**

### Sicherheits Standards:

- CE-MDD: International Medical Standard
- FDA: US Safety Standard 510(K)
- IEC 601-1: Medical Safety Standard
- TGA: Australian Medical Standard
- CFS: Governmental (Health) Approval
- FCC: US RDF Standard
- ISO 13485: Quality Medical Production
- ISO 9001: Quality Management Standard
- CSA: Canadian & US Safety Standard

## Optima-718 Forte

Lampenlebensdauer: 300.000 Impulse min.  
Handstück mit Wasserkühlung  
Wellenlänge: 420-1100 nm  
Behandlungsfläche: 7,5 cm<sup>2</sup> (15x50 mm)  
Energiedichte: 11 - 30 Joule/cm<sup>2</sup>  
Max. Leistungsdichte: 4.000 Watt/cm<sup>2</sup>  
Universelles Breitbandhandstück  
Großes LED-Touch Screen Display mit intuitiver Be-  
dienung, Manueller und Automatischer Modus für  
Haarentfernung, Akne, Vaskulär, Pigmente, Haut-  
verjüngung.  
Impulsfolge: Zwischen 0,5 sec und 2 sec frei wählbar  
Gewicht: 60 kg  
Größe: 44 cm x 45 cm x 100 cm (LxBxH)



Die Kombination  
die garantiert wirkt

Soft-Wave-Therapy® mit Stosswellen  
und  
Lipolyse mit Ultraschall


Der Weg zum perfekten Körper  
ohne chirurgischen Eingriff



- Schmerzfrei
- Keine Nebenwirkungen
- Sichtbare Ergebnisse schon nach wenigen Behandlungen
- Lang anhaltend

# Soft-Wave-Therapy® mit dem Slimspec™ Für eine glatte Haut

Das Slimspec™ ist die neueste Generation von Stosswellengeräten, die mit radialen Impulsen arbeiten! Die Wellen der Soft-Wave-Therapy® dringen ca. 35 Millimeter in das betroffene Gewebe ein und regen die Durchblutung, sowie den Stoffwechsel stark an. Die körpereigene Regulation von Lymphfluß und Fettabbau wird stimuliert und das Bindegewebe kann sich entspannen. Die Hautelastizität wird gesteigert und die Haut glättet sich.



Bisherige Studien zur Stosswellen-Therapie haben eine Verdoppelung der Hautelastizität schon nach durchschnittlich 10 Behandlungen ergeben. Dieser Effekt hält über mehrere Monate an und mit nur wenigen Nachbehandlungen über mehrere Jahre.



# Lipolyse mit Biocavity-Touch Für eine gute Figur

Das Biocavity-Touch Gerät bietet folgende Vorteile:

- Günstigstes Ultraschallgerät mit medizinischer CE 0476
- Wirksamkeit in unabhängiger Studie an Madrider Universität bestätigt
- Äußerst stabile Frequenz bei 40 KHz  $\pm$  10% -> geringste Wärmeerzeugung
- Gleichbleibende Energie auch nach tausend Betriebsstunden mittel APS™
- Gezielte Behandlung mit 2 verschiedenen Schallköpfen mit 5 cm Ø:  
- fokussiert für Bauch und nichtfokussiert für Po, Beine und Hüfte
- Hohe Wirksamkeit durch hohen Schalldruck: 0,8 KPa bei 40 KHz
- Einfache, intuitive Bedienung WIN CE Touchscreen in Deutsch
- Tragbar nur 8 Kg mit 65x46x39 cm - Gerätewagen optional (s. Bild)
- Optional mit Vakuumpumpe zur Lymphdrainage
- Kein China OEM Import - Lange Service- und Ersatzteilgarantie Made in EU
- Herstellerfirma BIOS ist ISO 9001 und FDA zertifiziert



Die Lipolyse („Fettschmelzung“) mittels Ultraschall hat sich mittlerweile als etabliertes Verfahren im sogenannten „Body-Contouring“ durchsetzen können. Durch Ultraschall lassen sich nicht-invasiv („von außen“) Fettzellenbereiche in bestimmten Körperarealen vor allem im Bauch und Hüftbereich reduzieren. Daher bietet dieses Verfahren eine Nebenwirkungsfreie Alternative zur ebenfalls gezielten plastisch-chirurgischen Fettabsaugung. Anders als mit chirurgischen Verfahren erreicht man mit Ultraschall jedoch keine Gewichtsreduktion. Für lang anhaltende Erfolge mittels Ultraschall ist daher immer eine begleitende Diät ratsam.

In mehreren Studien wurde gezeigt, dass sich der durchschnittliche Bauchumfang nach jeder Ultraschallbehandlung um ca. 2 cm durch Lipolyse verringert. Nach ca. 5-10 Behandlungen erreicht man das maximale Optimum von bis zu 15 cm Umfangsreduzierung.



# Stosswelle und Lipolyse

## Die perfekte Kombination für Ihren Behandlungserfolg

Beide Verfahren für sich bieten bereits hervorragende Ergebnisse, mit über 80% Kundenzufriedenheit. Doch beide Behandlungen kombiniert erreichen eine Kundenzufriedenheit von fast 100% und sichtbare Resultate schon nach den ersten Behandlungen!

Zuerst wird mit dem Slimspec Stosswellengerät behandelt. Durchblutung und Stoffwechsel der Haut werden dabei unmittelbar stark angeregt. Dies bietet ideale Voraussetzungen für die darauf folgende Lipolyse mit dem Ultraschallgerät. Die Haut wird gestrafft und elastischer. Unerwünschte Hautdellen, durch hervortretendes Unterhautfettgewebe insbesondere bei der Cellulite, werden sichtbar reduziert. Fettpolster an Po, Beine, Hüfte und Bauch werden abgebaut.



Die kombinierte Behandlung z.B. bei Cellulite Grad 2-3 dauert ca. 1 Stunde und wird einmal pro Woche wiederholt. Nach ca. 8-12 Behandlungen erreicht man das Optimum. Für lang anhaltende Ergebnisse empfiehlt sich alle 1-2 Monate jeweils eine einzige Nachbehandlung.

# Soft-Wave-Therapy®

## Sichtbare Erfolge

Ergebnisse nach Slimspec Cellulite-Behandlung



# Lipolyse mit Biocavity® Sichtbare Erfolge

Ergebnisse nach Biocavity-Lipolyse-Behandlung



# Body Shape RF

## Der sanfte Weg zum Erfolg

Das Body Shape RF ist ein neues innovatives Gerät zur:

- **Hautverjüngung**
- **Body Contouring**
- **Hautstraffung**
- **Cellulite Minderung**



### Innovative Technologie:


Gegenüber vielen anderen Radiofrequenz Methoden bietet das Body Shape RF folgende Vorteile:

- **Die Integrierte Temperatur Messung** mit Infrarotsensoren im Applikator ermöglicht eine effektive und zugleich schonende Behandlung.
- **Die computergestützte online Messung der Hautimpedanz** ergibt eine gleichmäßige Abgabe der RF-Energie für eine sichere und schmerzfreie Anwendung
- **Die hohe Energie von bis zu 250 Watt** erlaubt eine hochwirksame Behandlung mit best möglichen Ergebnissen.
- **Quadro- und Bipolare Applikatoren** bewirken eine gleichmäßige Verteilung der Energie bei einer großen Behandlungsfläche
- **Einfachste Handhabung** - Das Gerät ermittelt und kontrolliert automatisch die optimale Energieabgabe und schaltet automatisch ein und aus.



# Body Shape RF

## Der sanfte Weg zum Erfolg


Gleichmäßige und tiefe Energieeinwirkung



**Bi-Polares**  
Gesichtshandstück  
mit integriertem  
Temperatursensor



**Quadro-Polares**  
Körperhandstück  
mit integriertem  
Temperatursensor




# Body Shape RF

## Der sanfte Weg zum Erfolg


### CSCS - Computergestütztes Spitzen Control System

Das CSCS überwacht mittels online Messung der Hautimpedanz die Energieabgabe der RF-Impulse. Unerwünschte und schmerzhaftere Energieimpulse werden so vermieden



### Einfachste und schnelle Bedienung





Je nach Behandlungsart empfohlene Parameter (Zeit, Energie und Temperatur) eingeben. Nach Aufsetzen des Handstücks auf die Haut startet das Gerät automatisch mit kontrollierten Energiepulsen. Nach Erreichen der Höchsttemperatur in einem bestimmten Areal stoppt das Gerät von selbst und das nächste Areal kann direkt behandelt werden.



# Body Shape RF

## Der sanfte Weg zum Erfolg

### Hervorragende Ergebnisse



Maximale Ausgangsenergie	250 WATT
Frequenz	6.8 MHZ
Applikatorarten	Körper: Quadro-polar , Gesicht: Bi-polar
Temperatur Sensor	Integrierte Infrarot Sensoren im Applikator
Stromversorgung	220-230VAC 50/60HZ
Max. Stromverbrauch	600 VA



# Ruth de la Motte

active cosmetics

## Wirkstoffkosmetik an der Grenze zur Medizin



Ruth de La Motte hat zum Erhalt von Jugend und Lebensqualität eine Kosmetikserie mit hochdosierten Wirkstoffpräparaten entwickelt. In Zusammenarbeit mit Dermatologen und Biochemikern entstanden Produkte, die eine schnelle, sichtbare und nachhaltige Verbesserung der Haut erreichen.

- Die gesamte Produktlinie ist durch eine völlig neuartige und eigenständige Wirkstoffsystematik gekennzeichnet.
- Eine außergewöhnlich hohe Konzentration der Wirkstoffe abgestimmt auf die Hautbedürfnisse, bietet eine Pflege, die für jeden Hauttyp und jedes Hautalter geeignet ist.
- Durch biotechnologische Prozesse wurden die hautidentischen Wirkstoffe gewonnen, die sofort von Ihrer Haut verstoffwechselt werden.
- Die positive Wirkung auf das Hautbild ist schon nach kürzester Zeit sichtbar und sorgt für ein spürbares Wohlbefinden.
- Speziell entwickelte Behandlungskonzepte in Verbindung mit IPL

**ActiveBeautySystem**

Von DermaTherm  
Grasmückenweg 1  
53123 Bonn

Tel.: 0228 24000321

E-Mail: [info@activebeauty.de](mailto:info@activebeauty.de)

[www.activebeauty.de](http://www.activebeauty.de)